

Urinary Kit

il sistema per la raccolta delle urine del gatto




L'esame delle urine rappresenta per i gatti uno strumento insostituibile ai fini della diagnosi e della conseguente cura di alcune tra le più diffuse patologie dalle quali può essere affetto.


Sino ad oggi l'operazione di prelievo del campione da analizzare è consistita in un intervento talvolta laborioso e spesso stressante per il gatto. Basti considerare che molti veterinari sono regolarmente costretti a fare ricorso all'anestesia del loro paziente e ad utilizzare il catetere, con tutte le conseguenze che da una pratica di tale genere possono discendere. La manualità di alcuni medici veterinari permette di ovviare all'impiego di farmaci anestetici, ma implica comunque un'azione sull'animale che, per il fatto stesso di essere eseguita in un ambulatorio, può creare disagio od una lieve forma di stress.

Per ovviare a tali inconvenienti, i proprietari dei felini si sono ingegnati, pervenendo a soluzioni valide dal punto di vista della tutela dell'animale, ma molto poco affidabili sotto il profilo della preservazione dell'integrità biologica del campione: si è infatti diffusa l'usanza di sostituire la sabbia assorbente nella lettiera del gatto, con prodotti alternativi che, pur inducendo ugualmente l'animale a urinare, determinavano un inquinamento del liquido stesso, alterando il risultato di laboratorio. I ceci e le lenticchie sono stati largamente utilizzati nel passato a tal fine, ma ovviamente, rilasciando sostanze nell'urina, non possono essere considerati una soluzione affidabile.

ZooPlanet, dopo un lungo studio del



problema, operato anche con l'ausilio dei medici veterinari che hanno dapprima segnalato le difficoltà connesse all'operazione e successivamente riportato le loro esperienze per favorire l'ideazione di soluzioni, ha creato l' "URINARY KIT".




L' URINARY KIT rappresenta oggi la più semplice ed efficace soluzione ad un vecchio problema mai risolto. Si tratta di una piccola confezione contenente tutto il necessario per un prelievo del campione in modo assolutamente indolore e semplicissimo. Il prelievo stesso viene operato dal proprietario dell'animale presso la propria abitazione, senza che il gatto neppure se ne accorga.

L' URINARY KIT contiene innanzitutto un flaconcino da 125ml di Zerograss, un disinfettante antibatterico a base alcolica (in vendita anche separatamente presso i negozi ZooPlanet) che, senza richiedere risciacquo,

garantisce una veloce sterilizzazione della lettiera nella quale il gatto è solito urinare.

Nel kit si trova, poi, un sacchetto da 300 grammi di sabbia non assorbente, inerte e depolverizzata: una volta che si sia provveduto, come descritto, alla pulizia della lettiera, questa dovrà essere riempita con la sabbia in dotazione. Il gatto, in questo modo, sarà indotto ad urinare laddove è solito farlo quotidianamente. La sabbia, però, non assorbendo il liquido, ne consente un facile prelievo per mezzo dell'apposita pipetta e della provetta contenute nell' URINARY KIT. La provetta è



già dotata di adesivo, sul quale possono essere riportati i dati identificativi del campione.

Una volta che il gatto abbia fatto il proprio dovere, lo si può ricompensare con il giochino contenuto nel kit.

ZooPlanet ha finalmente risolto un problema importante. È proprio vero: le soluzioni più semplici sono spesso le più efficaci.

